

IMMUNOGLOBULIN A (IgA)

COD 23101 1 x 60 mL + 1 x 15 mL

Sólo para uso *in vitro* en el laboratorio clínicoINMUNOGLOBULINA A (IgA)
TURBIDIMETRÍA

USO PREVISTO

Reactivos para la medición de la concentración de inmunoglobulina (IgA) en suero o plasma humano. Los valores obtenidos son útiles como ayuda en la evaluación de la inmunidad humoral y para el diagnóstico y el control del mieloma múltiple.

Estos reactivos deben ser utilizados en los analizadores BA de BioSystems o en otro analizador de prestaciones similares.

SIGNIFICADO CLÍNICO

Aproximadamente un 10-15% de las inmunoglobulinas séricas son IgA. En su forma monomérica son de estructura similar a las IgG, aunque un 10-15% de la IgA sérica es dimérica.

La concentración plasmática de IgA se encuentra disminuida en deficiencias hereditarias o adquiridas de la producción de inmunoglobulinas^{1,2}.

La hiperinmunoglobulinemia difusa (policlonal) es una respuesta normal a las infecciones. La IgA se encuentra generalmente elevada en infecciones que afectan a la piel, pulmones, intestino y riñón, así como en la cirrosis. Pueden encontrarse aumentos de IgA sérica monoclonal (paraproteína) en mielomas múltiples y otras alteraciones proliferativas de las células plasmáticas^{1,2}.

El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La inmunoglobulina A presente en la muestra precipita en presencia de anticuerpos anti-inmunoglobulina A humana. La dispersión de luz generada por los complejos antígeno-anticuerpo es proporcional a la concentración de inmunoglobulina A y puede ser cuantificada por turbidimetría^{3,4}.

CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

A. Reactivo: 1 x 60 mL. Tampón imidazol 0,05 mol/L, azida de sodio 0,95 g/L, pH 7,5.

B. Reactivo: 1 x 15 mL. Anticuerpos de cabra anti-IgA humana, azida de sodio 0,95 g/L.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Conservar a 2-8 °C.

Los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del kit, siempre que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso.

Estabilidad a bordo: Los reactivos abiertos y conservados en el compartimento refrigerador del analizador son estables 2 meses.

Indicaciones de deterioro: Absorbancia del blanco superior al límite indicado en "Parámetros de la prueba".

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)

Calibradores de Proteínas (BioSystems cod. 31075). El equipo contiene 5 niveles diferentes de concentración y debe ser utilizado para obtener la curva de calibración. Estos calibradores se suministran listos para su uso.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Los reactivos están listos para su uso.

Patrón de Albúmina: Reconstituir con 1,00 mL de agua destilada. Estable 1 mes a 2-8°C. Para periodos más largos, conservar congelado en alícuotas para evitar ciclos repetidos de congelación.

MUESTRAS

Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. Utilizar heparina o EDTA como anticoagulantes. Descartar las muestras lipémicas.

La IgA en suero o plasma es estable 7 días a 2-8°C.

CALIBRACIÓN

Debe realizarse un blanco de reactivo cada día y calibrar al menos cada 2 meses, después de un cambio de lote de reactivo o cuando lo requieran los procedimientos de control de calidad.

CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda el uso de los Sueros Control de Proteínas niveles I (Cod. 31211) y II (Cod. 31212) para verificar la exactitud del procedimiento de medida.

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los resultados de los controles no se encuentren entre los límites de aceptación.

VALORES DE REFERENCIA

Suero y plasma, adultos¹: 70 - 400 mg/dL = 0,70 - 4,00 g/L.

Estos valores se dan únicamente a título informativo. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios intervalos de referencia.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Las prestaciones metrológicas que se describen a continuación, han sido obtenidas utilizando un analizador BA400 y siguiendo las guías del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).

– Límite de detección: 2,0 mg/dL = 0,020 g/L.

– Intervalo de medida (valor aproximado dependiendo de la concentración del calibrador más elevado): 2,0 - 650 mg/dL = 0,020 - 6,50 g/L.

– Precisión:

Concentración media	Repetibilidad (CV)	Imprecisión total (CV)
174 mg/L = 1,74 g/L	1,5 %	1,5 %
367 mg/L = 3,67 g/L	2,8 %	3,2 %

– Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistemáticas significativas al ser comparados con reactivos de referencia. Los detalles del estudio comparativo están disponibles bajo solicitud.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

– Interferencias: La bilirrubina (hasta 18 mg/dL), el factor reumatoide (hasta 150 UI/mL), la hemoglobina (hasta 500 mg/dL), y la lipemia (triglicéridos hasta 1600 mg/dL) no interfieren. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir⁵.

– Fenómeno de zona: > 2300 mg/dL = 23,00 g/L.

BIBLIOGRAFÍA

- Dati F et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference range for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/CAP reference material (CRM470). *Eur J Clin Chem Clin Biochem* 1996; 34: 517-520.
- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.
- Narayanan S. Method-comparison studies on immunoglobulins. *Clin Chem* 1982; 28: 1528-1531.
- Price CP, Spencer K and Whicher J. Light-scattering immunoassay of specific proteins: a review. *Ann Clin Biochem* 1983; 20: 1-14.
- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

PARÁMETROS DE LA PRUEBA

Estos reactivos pueden utilizarse también en otros analizadores automáticos. Solicite información a su distribuidor.

R1: Utilizar el Reactivo A, R2: Utilizar el Reactivo B

	BA200	BA400
GENERAL		
Nombre	IgA	IgA
Nombre corto	IgA	IgA
Tipo muestra	suero / plasma	suero / plasma
Modo de análisis	diferencial bireactiva	diferencial bireactiva
Unidad	mg/dL	mg/dL
Decimales	0	0
Tipo de reacción	creciente	creciente
PROCEDIMIENTO		
Modo de lectura	monocromática	monocromática
Filtro principal	340	340
Filtro de referencia	-	-
Muestra	2	2
Vol. R1	240	240
Vol. R2	60	60
Lectura 1 (ciclo)	17	35
Lectura 2 (ciclo)	34	70
Factor dilución	-	-
CALIBRACIÓN Y BLANCO		
Tipo blanco	agua destilada	agua destilada
Modo calibración	calibrador experimental	calibrador experimental
Número de calibradores	5	5
Curva de calibración	poligonal creciente	poligonal creciente
OPCIONES		
Límite absorbancia blanco	0,300	0,300
Límite blanco cinético	-	-
Límite linealidad	-	-
Sustrato consumido	-	-

