

Ahora con
nuevos
parámetros
RDW-SD
P-LCR

MYTHIC™ 22 OT

Analizador hematológico automatizado
de 24 parámetros con sistema de tubo abierto





Mythic™ 22 OT

Especificaciones técnicas

Rendimiento	50 muestras por hora
Volumen de muestra	< 17 µl
Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> • Impedancia (WBC, RBC, PLT) • Espectrofotometría (HGB) • Óptico (5-DIFF): Citometría de óptica Hydro Centrándose método láser óptico libre para el diferencial WBC en 5 partes de semiconductores utilizando diode
24 parámetros	WBC, LYM% y #, MON% y #, NEU% y #, BAS% y #, EOS% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, RDW-SD, P-LCR
Curvas	RBC curva, PLT curva
Diagrama de dispersión	5-Diff diagrama de dispersion
Dimensiones	250 x 340 x 350 mm (altura x ancho x profundidad)
Peso	11 kg
Potencia	<ul style="list-style-type: none"> • 90 a 250 V • 50 a 60 Hz • Menos que 150 VA
Impresora externa	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora matricial de puntos • Impresora de inyección de tinta monocromo, PCL3 tipo • Impresora Láser a color tipo PCL6
Interfaz de usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil a color TFT • Teclado numérico incorporado
Salida	<ul style="list-style-type: none"> • RS232 • Ethernet (UDP/IP, TCP/IP protocol) • 2 USB Puerto • Puerto Centronics • Puerto para escáner de código de barras

Especificaciones de software

Multi-idioma	Búlgaro, portugués de Brasil, chino, holandés, inglés, francés, magyar, polaco, portugués, rumano, ruso, español
Calibración	Automática o manual
Control de calidad	<ul style="list-style-type: none"> • 6 lotes: 100 ejecuciones / lote • Tabla y gráficos de Levey Jennings
Archivos	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria interna: 1500 pacientes • Almacenamiento masivo (USB): hasta 60 000 pacientes
Trazabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación del paciente: Nombre, ID del paciente, ID de la muestra • Registro diario • Monitorización de reactivos: número de lote, fecha de caducidad, volumen • Registro de Servicio
Alertas	<ul style="list-style-type: none"> • Alertas patológicas • Límites de laboratorio • Alertas de reactivos • Alertas de instrumentos
Opciones	Escáner de código de barras externo
Reactivos	<ul style="list-style-type: none"> HM 22-001-1 • Cleaner for Mythic™ 22 HM 22-002-1 • OnlyOne™ HM 22-003-10 • Diluent for Mythic™ 22
Calibrador	Myt-Cal: calibrador para Mythic™ 22
Controles	Myt-5D de tres niveles o normal: de control de calidad de Mythic 22



Analizador hematológico automatizado de 24 parámetros con sistema de tubo abierto

i Orphée se reserva el derecho a modificaciones técnicas y de software. En caso de en la elección de impresora, póngase en contacto con su representante local de Orphée.



Orphée S.A. 19, chemin du Champ-des-Filles
CH-1228 Plan-Les-Quates, Geneva, Switzerland

teléfono: +41 22 884 90 90
fax: +41 22 884 90 99

www.orphée-medical.com
contact@orphée-medical.com