



# LICON RPR



Llevamos la experiencia en la sangre

# LICON RPR



- **Prueba de floculación no treponémica** macroscópica.
- Detecta y cuantifica **reaginas** (anticuerpo anti-lipoideo encontrado en el suero o plasma de personas con sífilis).
- Ocasionalmente en personas con infecciones agudas o crónicas en otras condiciones aparte de la sífilis.

# LICON RPR



Presentación: 200 pruebas

Clave: 118

## Fabricación

por Stanbio Laboratory en USA.

## Temp. de Conservación

2 a 8 °C




El equipo incluye: Tarjetas de prueba, pipetas agitadoras, frasco dispensador, aguja sin bisel.

# PRUEBAS SEROLÓGICAS DE LA SÍFILIS

## Pruebas Treponémicas

Para confirmar las pruebas no treponémicas se emplean ensayos treponémicos:

- Quimioluminiscencia (CLIA)
- Enzimoimmunoensayo (ELISA)
- Fluorescencia (FTA-ABS)
- Microhemaglutinación (MHA-TPA)
- Aglutinación de partículas (TP-PA)



# Uni-Gold SYPHILIS TREPONEMAL



- **Prueba rápida** para **detección cualitativa** de *Treponema Pallidum*
- 20 cassettes
- **Prueba treponémica**
- Presentación sin controles, con controles
- Resultado en 15 minutos