

Mythic™ 22 AL

The original by Orphée



Mythic™ 22 AL

The original by Orphée



Mythic™ 22 AL

Analizador hematológico automatizado de 24 parámetros con autocargador

Especificaciones técnicas

Rendimiento	45 pruebas por hora
Volumen de absorción de la muestra	< 20 µl
Volumen de absorción de reactivo por muestra	<ul style="list-style-type: none">• Diluyente 23.60 ml• Lisante 1.00 ml• Limpiador 0.60 ml
Tecnología	<ul style="list-style-type: none">• Impedancia (WBC, RBC, PLT)• Espectrofotometría (HGB)• Sistema óptico (5 DIFF)• Citometría de óptica libre (Hidrofocusing)
Parámetros	24 parámetros con diferencial en cinco partes + 2 curvas + 1 diagrama de dispersión: WBC, LYM% y #, MON% y #, NEU% y #, BAS% y #, EOS% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, curva de RBC, curva de PLT, RDW#, LPCR
Resultados	Reporte de resultados en gráficas, números absolutos y porcentaje, tanto en la pantalla como en el papel
Dimensiones y peso	<ul style="list-style-type: none">• 410 x 500 x 430 mm (A x a x F)• 25 kg
Fuente de poder	<ul style="list-style-type: none">• 90 hasta 250 V• 50 a 60 Hz• Menos de 150 VA
Impresora	<i>Impresora externa</i> <ul style="list-style-type: none">• Matriz de puntos• Térmica• Inyección de tinta• Láser
Interfaz del usuario	Pantalla táctil TFT a color de 8,5 pulgadas
Puertos de comunicación	<ul style="list-style-type: none">• RS 232• Puerto para teclado externo• Puerto para lector de código de barras
Características del autocargador	<ul style="list-style-type: none">• Carga continua• 10 racks para 5 muestras cada uno• Posición para STAT• Opción de repetición de corrida en automático

Especificaciones del software

Idiomas	Inglés, español, francés, etc.
Calibración	Automática o manual
Control de calidad	<ul style="list-style-type: none">• 12 lotes• 100 corridas por lote• Tablas y gráficos de Levey Jennings
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Memoria para más de 60,000 muestras
Rastreo de datos	<ul style="list-style-type: none">• ID del paciente o Nombre• Número de paciente• Número de muestra• Registro diario• Monitoreo de reactivos• Lote• Caducidad• Volumen• Registro de mantenimiento
Alertas	<ul style="list-style-type: none">• Alerta patológica• Valores de referencia• Nivel bajo de reactivos• Anomalías en el instrumento
Reactivos	<ul style="list-style-type: none">• Diluyente Mythic™ 22 10 lt• Lisante Mythic™ 22 0.5 lt• Limpiador enzimático Mythic™ 22 1 lt
Controles y calibradores	<ul style="list-style-type: none">• Calibrador para Mythic™ 22• Control para Mythic™ 22 (bajo, normal y alto)
Accesorios opcionales	<ul style="list-style-type: none">• Lector de código de barras• Impresora• No break con regulador de voltaje• Software de validación SVM



Materiales e Instrumentos para Laboratorio. Madero 746,
Guadalajara, Jal. México. Cel. 33 1011 3100
www.milsainstrulab.com

